


Parametry urządzenia:

dlugość fali	- 780 Nm
moc wyjściowa	- 300 mW
intensywność	- 66 mW/cm
powierzchnia lasera	- 4,5 cm



Opinie lekarzy

Od 9 miesięcy pracujemy z wykorzystaniem nowego systemu Vitalaser. Terapia lecznicza z wykorzystaniem tego systemu polega na wykorzystaniu lasera o długości fali świetlnej 780 nm i mocy 360 mW w połączeniu z żelem hialuronanowym.

Efekty, jak również sposób stosowania metody nie wywołujący powikłań, przyczyniły się do tego, że zyskaliśmy wielu zadowolonych pacjentów. Rewelacyjne wyniki osiągnięte zostały przy leczeniu zmarszczek twarzy, powiek, szyi i dekoltu. W pojedynczych przypadkach osiągnięte zostały również zadziwiająco dobre wyniki w leczeniu głębszych zmarszczek, jak na przykład fałdu nosowo – wargowego. W celu uzyskania dobrego i utrzymującego się przez kilka miesięcy efektu wskazane jest, według naszego doświadczenia, przeprowadzenie od 5 do 10 zabiegów. Zastosowanie systemu Vitalaser przynosiło szczególnie dobre wyniki po poprzednich zabiegach peelingu i mikrodermabrazji.

System Vitalaser wykorzystany został przez nas dodatkowo przy następujących wskazaniach:

- zapalne zmiany trądzikowe
- blizny, szczególnie blizny oparzeniowe
- bielactwo
- słabo gojące się rany, szczególnie w przypadkach chronicznego owrzodzenia skóry
- ziarniaki
- egzemy skóry dłoni wraz z pęknięciami skóry
- łuszczyca
- egzema tojotokowa

Szczególnie dobre efekty daje leczenie blizn oparzeniowych, bielactwa, egzemy skóry rąk, źle gojących się ran, szczególnie chronicznego owrzodzenia skóry. System Vitalaser skutecznie wykorzystywany był również w leczeniu ziarniaków. Podsumowując możemy niniejszym stwierdzić, że nowy system Vitalaser stanowi efektywną, łatwą w zastosowaniu metodę terapeutyczną, której wykorzystanie nie pociąga za sobą ryzyka wystąpienia powikłań czy skutków ubocznych.

Dr med. Roland Weber
Dr med. Ralf Höh

Lekarze dermatologii, wenerologii, alergologii i chorób żylnych

Vitalaser®
- Twoja beztraska przyszłość™



**Kto chce być piękny,
ten musi swoje
wycierpieć**

**Teraz można tego
uniknąć!**

**Rewolucja w badaniach
nad preparatami
zapobiegającymi
starzeniu się:**

- poprawa sprężystości skóry i jej witalizacja podczas kojącego masażu
- całkowicie bezbolesna i łatwa aplikacja
- zero ryzyka
- wyraźnie widoczne efekty już po pierwszym zabiegu

Vitalaser® anti-aging-system



Zabieg liftingujący bez zastrzyków

Relaksujący masaż napręża i rewitalizuje skórę. Ta prosta aplikacja jest całkowicie bezbolesna i nie pociąga za sobą żadnego ryzyka. Już po pierwszym zabiegu widoczne są wyraźne rezultaty.

Najlepsze efekty uzyskuje się po serii 8 zabiegów, a trwałość efektów utrzymuje się przez ok. 6 miesięcy.

Stosowanie

Krok 1: Stosując relaksujący masaż wcieramy w uprzednio oczyszczoną skórę żel hialuronowy.

Krok 2: Delikatnie gładząc i uciskając skórę rozprowadzamy po niej Vitalaser®.

Krok 3: Mniejsze zmarszczki znikają, cała skóra sprawia wrażenie zdrowszej i bardziej delikatnej.

Opatentowany żel hialuronowy bazuje na elementach naturalnego kwasu hialuronowego. W drodze bardzo kosztownej procedury laboratoryjnej poddawany on jest procesowi mikronizacji. Powstały żel dzięki swojej strukturze poprzez lekki masaż głęboko wnika w skórę. Nie zawiera żadnych chemicznych środków konserwujących.

Vitalaser® jest biostymulującym „zimnym laserem”, co oznacza, że temperatura skóry w żaden sposób się nie podnosi. Oparzenia są wykluczone. Energia promieniowania podczerwonego powoduje, iż mikrocząsteczki żelu łączą się ze sobą w skórze tworząc formę wyściółki wypierającej zmarszczki i fałdki od wewnątrz.

Zakres stosowania

Skóra z dużymi porami staje się delikatniejsza, fragmenty zwiótczałej skóry twarzy odzyskują sprężystość, zmęczona skóra, ze skłonnościami do zaczerwienienia staje się gładsza.

Dystrybutor na Polskę COTRON COSMETICS s.c.,

ul. Narbutta 25A, 02-536 Warszawa, tel. (022) 848 34 65, 646 17 37, 646 92 20,

fax (022) 646 17 27, e-mail: biuro@cotron.pl, www.cotron.pl

Efekty:

W nowoczesnych zabiegach kosmetycznych i w naturoterapii stosowany jest galowo-arsenowy laser o długości fali 785 nm. Zabiegi laserowe działają na ciało ludzkie biostymulująco. W związku z reakcją biochemiczną wzrasta produkcja ATP.



Laser powoduje detoksyfikację komórek i poprawia dotlenienie tkanek.



Ponieważ terapia laserowa usuwa substancje zapalne, chore komórki stają się zdrowe.



Ustępuje ból, i następuje wyraźna poprawa stanu zdrowia i ogólnie lepsze samopoczucie.



Terapia zimnym laserem jest całkowicie bezbolesna. Nadmiar energii zostaje w ciele zamieniony w energię świetlną.



Zastosowanie:
• trądzik • opryszczka • egzema
• alergia • łuszczyca • choroba nerwowa skóry • obrzęk • krwaki • po zabiegu wypełniania zmarszczek żelem hialuronowym
• po zabiegu bliznowców, blizn chirurgicznych



Vitalaser jest doskonałą alternatywą dla stosowanej do tej pory tradycyjnej metody iniekcji kwasem hialuronowym. Umożliwia on również wprowadzenie go w skórę szyjki, co było dotychczas niemożliwe ze względu na umiejscowioną tam tarcycę, oraz główne żyły i tętnice.



przed i po
1
zabiegu



przed i po
1
zabiegu



przed i po
1
zabiegu



przed i po
1
zabiegu

